

XXL-Rehab gangbuk med og uden hjul

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere

En af nøgelfaktorerne til at få bariatriske brugere mobiliseret, specielt efter fald, brud eller lignende, er at give dem et ganghjælpemiddel, der er stabilt og de har tillid til.

Stærk foldbar konstruktion

XXL-Rehab gangbuk er foldbar, stærkt konstrueret og kan leveres i 2 bredder, med dupsko eller med 2 massive hjulsæt foran. Rammen er udført i letmetal og er alligevel, med sin stærke konstruktion og vinklede ben, meget solid og stabil.

Gangbukken har polstrede håndtag og højden kan nemt justeres fra 76-101 cm uden brug af værktøj. Gangbukken er specielt fremstillet til brugere op til 270 kg.

Stor stabilitet

Med 2 hjul foran bliver XXL-Rehab gangbukken let at manøvrere og rulle hen over gulvet. De 2 bageste ben sikrer, at gangbukken ikke pludseligt ruller væk, hvis brugeren for eksempel får overbalance.

Foldemekanisme

XXL-Rehab gangbukken har en simpel foldemekanisme som nemt udløses med et lille tryk på foldebeslagene i hver side. Herved fylder den minimalt ved opbevaring eller ved transport.

- Specielt udviklet til bariatriske brugere
- Foldbar
- Højdejusterbar
- Minimal egenvægt
- Brugervægt op til 270 kg



Kan med fordel anvendes til...

Bariatriske brugere.

BARIATRI

SPECIFIKATIONER

XXL-REHAB GANGBUK

Brugervægt max.	270 kg
Total længde	50 cm
Total bredde ved ben	74 / 84 cm
Bredde mellem håndtag	54 / 64 cm
Højde justerbar i 2,5 cm interval	76-101 cm
Vægt	3 kg
Sammenklappelig	Ja
Ramme	Pulverlakeret letmetal
Greb	PU skum
Hjul	Massive
ISO - klassifikation	ISO 12 06 03 - 06

XXL-Rehab gangbuk foldet



BESTILLING

Model	Bredde cm	Længde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Gangbuk uden hjul	74	50	0130-071-000	36487
XXL-Rehab Gangbuk uden hjul	84	50	0130-081-000	61794
XXL-Rehab Gangbuk med hjul	74	50	0130-074-000	70682
XXL-Rehab Gangbuk med hjul	84	50	0130-084-000	70683